

**ADENDA DE REGISTRO HIS****Registro de Consejería y Tamizaje para VIH, Sífilis y  
Hepatitis B para APP móviles****VIH y SIDA****Consejería ITS, VIH y Hepatitis:**

Es un proceso de diálogo e interacción, dinámico y confidencial, entre el (a) consejero (a) y el (la) consultante. Es un tipo especial de acercamiento humano, empatía y confianza mutua, orientada a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado de la salud.

En el ítem de diagnóstico, motivo de consulta y/o actividad de salud se registrará la consejería para ITS, VIH o Hepatitis B para referirse a la Consejería Pretest, post test o consejería de ITS. La codificación de "Consejería" contribuirá para definir a la población abordada que solo reciba la consejería para VIH y no necesariamente acceda al tamizaje.

Ejemplo:

7	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINA	EVALUACION ANTROPOMETRIC A HEMOGLOBINA	ESTA- BLEC	SER- VICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			CÓDIGO CIE/CPT			
	HISTORIA CLINICA	10	12		ETNIA	CENTRO POBLADO (*)	P	D	R		LAB.						
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE:		Luis Pajuelo Ramos			FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/___												
2		10	Cieneguilla	25	A	<del>M</del>	PC	PESO	<del>X</del>	<del>X</del>	1. Consejería	P	<del>D</del>	R	TRA	99402.05	
					M	<del>F</del>	Pab	TALLA		C	C	2.	P	D	R		
	15843542				D	F	Pab	Hb		R	R	3.	P	D	R		

**TAMIZAJE PARA VIH**

Son todas aquellas pruebas que permiten detectar anticuerpos contra el VIH. Son pruebas de tamizaje: las pruebas rápidas para VIH, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) para VIH y Quimioluminiscencia para VIH. También existen pruebas de tamizaje que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH (Cuarta Generación).

**Prueba Rápida para VIH:**

Es una prueba de tamizaje (inmunoensayo enzimático rápido) para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH en muestras como la sangre capilar, suero, entre otras. También existen pruebas rápidas que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

En el 1º casillero: Registrar la actividad de "Consejería" que indicará el abordaje pretest como el post juntos en la prueba rápida.

En el 2º casillero: Registrar la actividad "Anticuerpo de VIH-1" para hacer mención al tamizaje de VIH correspondiente.

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D" por tratarse de una actividad.

**En el espacio LAB registrar:**

En el 1er Casillero: Registrar el tipo de población correspondiente:

**TS** = Trabajador Sexual**HTS** = HSH que es TS**HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre**TTS** = Transgénero que es TS**TRA** = Transgénero

En el 2º casillero Registrar si el resultado es negativo con RN y si es positivo entonces RP.

En el 3º casillero: Registrar la numeración 1, 2, 3, etc. si el tamizaje de la persona resultó ser el 1er, 2do ó 3ero, etc. del año en curso en cualquier establecimiento de salud.

Ejemplos:

DIA	D.N.I.	FINANC.	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	SEXO	PERIMETRO CEFALICO Y ABDOMINA	EVALUACION ANTROPOMETRIC A HEMOGLOBINA	ESTA- BLEC	SER- VICIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB.	CÓDIGO CIE / CPT	
	HISTORIA CLINICA	ETNIA	CENTRO POBLADO (*)								P	D	R			
NOMBRES Y APELLIDOS PACIENTE: Alejandro Pérez Sánchez																
FECHA ULTIMO RESULTADO DE Hb: ___/___/___																
		10	Ventanilla	30	A	M	PC	PESO	X	X	1. Consejería	P	X	R	HSH	99402.05
					M			TALLA	C	C	2. Anticuerpo; VIH-1, VIH-2	P	X	R	RP	86703
	15843542				D	F	Pab	Hb	R	R	3.	P	X	R	1	

## INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

### Tamizaje para Sífilis

Es el conjunto de procedimientos que se realizan para detectar la presencia de anticuerpos específicos o no específicos contra el Treponema Pallidum. Incluye la orientación/consejería Pre y Post test. Para realizar el tamizaje se pueden utilizar las pruebas treponémicas como: RPR (rapid plasma reagin) o VDRL (venereal disease research laboratory), pruebas no treponémicas como: el TPHA (Treponema pallidum haemagglutination assay), el TP-PA (Treponema pallidum particle agglutination), el MHA-TP (microhaemagglutination assay for antibodies to Treponema pallidum), o el FTA-Abs (fluorescent treponemal antibody absorption). La prueba rápida de sífilis y la prueba ELISA para sífilis son también pruebas treponémicas.

En el ítem Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

En el 1º casillero: Registrar la actividad de "Consejería" que indicará el abordaje pretest como el post juntos en la prueba rápida.

En el 2º casillero: Registrar la actividad "Anticuerpo; treponema Pallidum" para mencionar al Tamizaje de Sífilis correspondiente.

En el ítem Tipo de diagnóstico marque "D" en todos por ser actividad

### En el espacio LAB registrar:

En el 1er Casillero: Registrar el tipo de población correspondiente:

**TS** = Trabajador Sexual**HTS** = HSH que es TS**HSH** = Hombre que tiene sexo con hombre**TTS** = Transgénero que es TS**TRA** = Transgénero**ST** = Trabajador de Salud

En el 2º casillero Registrar si el resultado es negativo con RN y si es positivo entonces RP.

En el 3º casillero: Registrar 1, 2, 3, 4, etc. si el tamizaje de la persona resultó ser el 1er, 2do o 3ero, etc. del año en curso en cualquier establecimiento de salud.

